

# Teploměr s dávkovačem desinfekce

## PRINCIP

Samostatně stojící sloup, na kterém je umístěn teploměr a automatický dávkovač desinfekce.

## Postup průchodu:

Návštěvník přiloží ruku k teploměru, který změří orientační teplotu těla. Pod teploměrem je automatický dávkovač desinfekce. Jakmile přiloží ruce pod dávkovač, tento pomocí bezkontaktního čidla spustí jednu dávku desinfekce.

## Vlastnosti:

- Měření za 1sec.,
- Automatické dávkování a měření,
- Při vyšší, než nastavené teplotě se rozezvučí alarm,
- Bezkontaktní provedení,
- Rychlá instalace

## Dávkovač:

- Nádobka na 1l desinfekce
- Možno nastavit jedno nebo dvojité dávkování
- Životnost 20.000 dávek
- Bateriové bezdrátové provedení

## Teploměr:

- Bezkontaktní snímání 5cm
- Odchyłka  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
- Metoda – infračervené snímání

